



Paruoštos naudoti servetėlės medicinos priemonių valymui ir dezinfekcijai

mikrozid[®] sensitive wipes

Privalumai

- Tinka alkoholiui jautrioms medicinos priemonėms
- Tinka jautrioms medicinos priemonėms
- Paruošta naudoti

Taikymo sritis

Produktas skirtas medicinos priemonių valymui ir dezinfekavimui. Ši jautriems paviršiams skirta priemonė pasižymi itin geru suderinamumu su kitomis medžiagomis. Ligoninėse yra daug jautrių medžiagų, dėl to **mikrozid[®] sensitive** priemonė pasižymi dideliu veiksmingumu ir puikiu medžiagų suderinamumu. Netgi ultragarso zondų galvutės* gali būti dezinfekuojamos **mikrozid[®] sensitive** servetėlėmis.

Naudojimo instrukcija

Kruopščiai sudrėkinkite paviršių servetėle ir palaukite, kol pasireikš veikliosios medžiagos tirpalo poveikis. Užtikrinkite, kad būtų sudrėkintas visas paviršius. Prieš pradėdami dezinfekuoti įsitinkite, kad pašalinote visus matomus nešvarumus. Apdorokite tik nedidelius plotus. Valymo plotas priklauso nuo patalpos temperatūros ir norimo dezinfekuoti paviršiaus struktūros. Atidarę ir naudodami pirmąją servetėlę laikykitės higienos reikalavimų. Po naudojimo būtinai uždarykite dangtelį. Skirta tik profesionaliesiems naudotojams. Apie sunkius su gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir atsakingai įstaigai. Netinka naudoti baigiamajai didelei infekcijų ir infekcijų riziką keliančių medicinos priemonių dezinfekcijai!

Dozatoriaus dėžutės užpildymas

Pirmiausia dezinfekuokite rankas ir užsimaukite naujas apsaugines pirštines bei apsirenkite chalata. Įsitinkite, kad pirštinės neužterštos atliekant kitus veiksmus užpildymo proceso metu. Perkelkite lipduką su galiojimo data ant dozatoriaus dėžutės. Atsukite dangtelį, pilnai įdėkite papildymo maišelį į dozatoriaus dėžutę (jei reikia, prieš tai suformuokite, kad tilptų) ir nukirpkite maišelio kraštą. Ištraukite iš anksto paruoštą nuplėsti servetėlę iš ritinio vidurio, įkiškite ją iš apačios į dangtelyje esančią kreipiamąją angą ir ištraukite. Dezinfekuokite ir užsukite dangtelį.

Didelės rizikos zonose **schülke** rekomenduoja nenaudoti pakartotinio užpildymo maišelių.

Mikrobiologinis veiksmingumas

Veiksmingumas	Koncentracija	Poveikio laikas
Baktericidinis EN13727, EN16615 - nešvariomis sąlygomis	Paruošta naudoti	1 min.
Mielicidinis EN13624, EN16615 - nešvariomis sąlygomis	Paruošta naudoti	1 min.
Virucidinis apvaskaliniams virusams EN14476 - nešvariomis sąlygomis	Paruošta naudoti	1 min.
Norovirusas EN14476 - švariomis sąlygomis	Paruošta naudoti	15 min.
Polyoma SV40 pagal DVV (Vokietijos registruotoji kovos su virusinėmis ligomis asociacija)/ RKI gaires	Paruošta naudoti	1 min.
Rotavirusas pagal DVV	Paruošta naudoti	30 sek.

Sertifikatai

- VAH sertifikatas
- įtraukta į IHO sąrašą



mikrozyd[®] sensitive wipes

Produkto duomenys

Sudėtis:

100 g tirpalo yra šių veikliųjų medžiagų:
0,25 g alkil(C12-C16)dimetilbenzilamonio chlorido (ADBAC/BKC (C12-C16)); 0,25 g didecildimetilamonio chlorido (DDAC); 0,25 g alkil(C12-C14)tilbenzilamonio chlorido (ADEBAC (C12-C14)).

Fizikinės cheminės savybės

Spalva	Bespalvė
Tankis	Apie 1,00 g/cm ³ / 20 °C / tirpalo
Pliūpsnio temperatūra	Netaikoma
Forma	Vandeniniu tirpalu impregnuotos neaustinės medžiagos servetėlės
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C / tirpalo
Dinaminė klampa	Nėra duomenų

Specialieji nurodymai

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą. Produkto tinkamumą skirtingam veiksmingumui reikia išbandyti atskirai. Šis sakinytas taikomas paviršių dezinfekavimo priemonėms: "Paviršių dezinfekavimo priemonės, be kita ko, skiriasi savo veiksmingumu mikroorganizmams. Į tai būtina atsižvelgti renkantis atitinkamoms sritims tinkamas dezinfekavimo priemones." Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios bakterijų padermės yra mažiau jautrios arba atsparios dezinfekavimo priemonėms.** Taip pat produktai, kurių pagrindą sudaro ketvirtiniai amonio junginiai, gali būti nepakankamai veiksmingi šiais atvejais. Didelės rizikos zonose (intensyviosios terapijos, hematologijos - onkologijos, neonatologijos, nudegimų skyriai) paviršiams dezinfekuoti **schülke** rekomenduoja naudoti **mikrozyd[®] PAA** arba **mikrozyd[®] AF** servetėles, nes šie produktai pasižymi plačiu poveikio spektru. Rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. Daugiau informacijos pateikiama paprašius.

Užsakymo informacija

Prekė	Pristatymo forma	Prekės Nr.
mikrozyd [®] sensitive wipes premium (100)	6 vnt. dėžutėje	Paprašius
mikrozyd [®] sensitive wipes Jumbo Refill (200)	12 vnt. dėžutėje	Paprašius
mikrozyd [®] sensitive wipes Jumbo (200)	10 vnt. dėžutėje	Paprašius

Šie produktai parduodami ne kiekvienoje šalyje. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Pagalbinės naudojimo priemonės

Pagalbinės naudojimo priemonės	Prekės Nr.
Sieninis laikiklis (Jumbo)	134421

Susiję produktai

- **mikrozyd[®] AF** servetėlės
- **mikrozyd[®] PAA** servetėlės
- **mikrozyd[®] sensitive** skystis
- **mikrozyd[®] universal** premium servetėlės

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomišku būdu ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visus pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.schuelke.com.

Konkrečiais klausimais kreipkitės klientų aptarnavimo tarnybos telefonu +49 40 52100-666, el. paštu info@schuelke.com.

*netinka baigiamajai dezinfekcijai

**RKI rekomendacija (Vokietijos visuomenės sveikatos institutas): Higienos reikalavimai paviršių valymui ir dezinfekcijai



Schülke & Mayr GmbH gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos Vaistų įstatymo 13 skyriaus 1 dalimi ir GGP atitiktis sertifikatais, taikomais vaistams.

Gamintojas:

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 40 - 52100 - 0
Faksas +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Igaliotasis atstovas Lietuvoje:

„Sanovus“, UAB
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 245 0415
Faksas +370 5 270 6201
info@sanovus.lt